

Таблица определяемых компонентов с помощью мультипараметрового фотометра HI83325-02, HANNA

Определяемый компонент	Диапазон измерений	Предел допускаемой абсолютной погрешности	Реагенты
Азот аммонийный, мг/дм ³	0,10...3,00 (LR) 0,15...10,00 (MR) 1,5...100,0 (HR)	$\pm (0,04 + 0,04 \cdot C)$ $\pm (0,05 + 0,05 \cdot C)$ $\pm (0,5 + 0,05 \cdot C)$	LR: HI-93700-01 (100 тестов) HI-93700-03 (300 тестов) MR: HI-93715-01 (100 тестов) HI-93715-03 (300 тестов) HR: HI-93733-01 (100 тестов) HI-93733-03 (300 тестов)
Калий, мг/дм ³	7,0...20,0	$\pm (3,0 + 0,07 \cdot C)$	HI-937521-01 (100 тестов) HI-937521-03 (300 тестов)
Кальций, мг/дм ³	20...400	$\pm (1 + 0,05 \cdot C)$	HI-937521-01 (100 тестов) HI-937521-03 (300 тестов)
Магний, мг/дм ³	10...150	$\pm (5 + 0,03 \cdot C)$	HI-937520-01 (100 тестов) HI-937520-03 (300 тестов)
Сульфат-ион, мг/дм ³	10...150	$\pm (5 + 0,03 \cdot C)$	HI-93751-01 (100 тестов) HI-93751-03 (300 тестов)
Азот нитратов, мг/дм ³	1,0...30,0	$\pm (0,5 + 0,10 \cdot C)$	HI-93728-01 (100 тестов) HI-93728-03 (300 тестов)
Ортофосфат-ион, мг/дм ³	2,0...30,0	$\pm (1,0 + 0,04 \cdot C)$	HI-93717-01 (100 тестов) HI-93717-03 (300 тестов)
pH	0,00...14,00	$\pm 0,03$	при подключении pH-электрода

Примечания:

С – среднее арифметическое значение результатов измерений характеристики.